

IMPUGNATURE AL VOLANTE



Vengono utilizzate da conducenti con disabilità ad entrambi gli arti superiori. Possono essere installate su vetture dotate di cambio automatico e servosterzo. Le impugnature consentono una facile presa del volante e possono essere rimosse con facilità. Vengono poste sul volante di guida a destra o a sinistra, a seconda delle esigenze.



FV197

FORCELLA:

Viene utilizzata in caso di mobilità del polso ma ridotta mobilità delle dita.




TV197

TRIPODE: Viene utilizzato in caso di parziale o totale perdita funzionale sia del polso che delle dita.

PV197

POMELLO: Viene utilizzato nel caso in cui la mobilità del polso e delle dita sia solo parzialmente ridotta.



PARTNER



Kivi S.r.l.

Strada Carmagnola sn
14040 Vigliano d'Asti ITALIA

www.kivi.it

info@kivi.it

TEL +39.0141.951668

FAX +39.0141.953603

facebook.com/KiviFan.page

youtube.com/KiviMobilityFreedom